

FLOQSwabs®

植绒拭子

产品货号	类型	材料	折断点与拭子头顶端距
5E075S01	普通型	聚苯乙烯杆, 尼龙绒毛头	80 mm
5E077S01	轻度可弯型	尼龙杆, 尼龙绒毛头	100 mm
5E078S01	普通型	聚苯乙烯杆, 尼龙绒毛头	100 mm
5E079S01	轻度可弯型	尼龙杆, 尼龙绒毛头	不适用 (无断点)
5E080S01	可弯型	尼龙杆, 尼龙绒毛头	100 mm
5E081S01	可弯型	共聚酯杆, 尼龙绒毛头	100 mm

FLOQSwabs® - 无菌 | 包装：1000 支 (100 支/盒, 10 盒/箱)

产品货号	类型	材料	折断点与拭子头顶端距
5E076S01	圆锥型	聚苯乙烯杆, 尼龙绒毛头	80 mm

FLOQSwabs® - 无菌 | 包装：50 支/盒, 10 盒/箱

产品货号	类型	材料	折断点与拭子头顶端距
5E082S01	可弯型	尼龙杆, 尼龙绒毛头	不适用 (无断点)

FLOQSwabs® - 无菌 | 包装：1000 支/箱



欢迎扫码关注我们

